

游离酸

峰:

- | | |
|---------|------------|
| 1. 乙酸 | 10. 庚酸 |
| 2. 丙酸 | 11. 2-反式庚酸 |
| 3. 异丁酸 | 12. 辛酸 |
| 4. 丁酸 | 13. 2-庚酸 |
| 5. 异戊酸 | 14. 癸酸 |
| 6. 戊酸 | 15. 十一酸 |
| 7. 己酸 | 16. 十二酸 |
| 8. 2-戊酸 | 17. 十三酸 |
| 9. 3-己酸 | |

Column: **MEGA-ACID (FFAP) - 0.32mm, 0.25 μ m, 25m**

Catalog Code: C-ACID-032-025-25

条件:

进样口: 分流 250 $^{\circ}$ C, 1:50分流比, 1.0 μ L进样量

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱温箱程序: 80-210 $^{\circ}$ C, 2.5 $^{\circ}$ C/min

载气: 氢气, 40kPa

