


二甘醇和乙二醇



Column: **MEGA-ACID (FFAP)** - 0.32mm, 0.50 μ m, 50m
Catalog Code: C-ACID-032-050-50

条件:

进样口: 分流 250 $^{\circ}$ C, 50mL/min 分流比, 1 μ L 进样量

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱温箱程序: 65-245 $^{\circ}$ C, 5 $^{\circ}$ C/min

载气: 氢气, 100kPa

制样: 每种化合物为 0.2% 的含量

1. 1,2-戊二醇

2. 二甘醇

3. 1,2-辛二醇