


挥发性卤代化合物

EPA Method 551

on MEGA-VOC 1 column (USP G43 phase)

Column: **MEGA-VOC 1 - 0.25mm, 1.40 μ m, 30m**

Catalog Code: C-VOC1-025-140-30



条件:

进样口: 分流 250 $^{\circ}$ C, 30mL/min 分流比, 2 μ L 进样量

检测器: FID 285 $^{\circ}$ C

柱温箱程序: 40-210 $^{\circ}$ C, 8 $^{\circ}$ C/min

载气: 氮气, 85kPa

制样: 标准混合, 1mL 丙酮中溶解 2mg 样品

峰:

1. 氯仿
2. 三氯乙烷
3. 四氯化碳
4. 三氯乙烯
5. 溴二氯甲烷
6. 四氯乙烯
7. 二溴氯甲烷
8. 1, 2-二溴乙烷
9. 三溴甲烷
10. 二溴氯丙