


氯代烃类

EPA Method 612

Column: **MEGA-5 - 0.53mm, 1.50 μ m, 15m**

Catalog Code: S-5-053-150-15



条件:

进样口: 冷柱进样, 进样量1 μ L

检测器: FID 250 $^{\circ}$ C

柱箱程序: 50-150 $^{\circ}$ C, 8 $^{\circ}$ C/min

载气: 氦气, 20kPa

制样: 20 μ g溶解在每毫升异辛烷

峰:

1. 1, 3-二氯苯
2. 1, 4-二氯苯
3. 1, 2-二氯苯
4. 六氯环戊二烯
5. 1, 2, 4-三氯苯
6. 六氯丁二烯
7. 六氯代环戊二烯
8. 2-氯萘
9. 六氯苯